

Avertissements :

- Commencer l'application sur une petite zone. Un léger picotement est normal. Si le patient ressent une brûlure intense, cela signifie que la peau est irritabile. Dans ce cas, rincer la zone traitée avec de l'eau, arrêter la séance et appliquer la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.
- Toujours appliquer le produit sur une peau bien lubrifiée **pour éviter les excoriations.**
- Procéder au traitement en respectant un laps de temps approprié après le rasage ou l'épilation à la cire.
- Afin d'éviter les réactions allergiques, utiliser des gants en nitrile plutôt que des gants en latex.
- Ne pas traiter les zones présentant une dermatite séborrhéique.
- Ne pas traiter le pli inguinal.
- Attention : en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec une solution saline.

Effets secondaires possibles et problèmes :

- **Démangeaisons, avec ou sans rougeur, dans les jours suivant le traitement :** très rares, probablement à cause d'une allergie à l'acide kojique. Prescrire une crème stéroïde.

WiQo^{med}
Division scientifique

Une ligne directe pour contacter les dermatologues et biologistes de recherche de **WiQo^{med}** pour toute question scientifique ou enquête concernant le traitement ambulatoire.

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com

Copyright © 2018 - GPQ srl - MIUSOMM2SMC_FR_V1_09/2019
Matériel d'information réservé aux professionnels de la santé. Reproduction interdite.



GPQ Srl - Milan
Laboratoire de production et R&D
Tél. : +39 040 360408
Fax : +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1
TRIESTE - ITALIE



Suisse MediCare

Distributeur exclusif pour la Suisse
Corso Elvezia 23
6900 Lugano (Suisse)
email: customer@suissemedicare.ch
t. +41 76 402 18 87
web: www.suissemedicare.ch

PRX-T[®] lady

PROTOCOLE D'UTILISATION DU DISPOSITIF MÉDICAL



MATÉRIEL D'INFORMATION RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

WiQo^{med}

Reproduction interdite.

REVITALISATION ET ÉCLAIRCISSEMENT DES ZONES DÉLICATES EXTERNES

Fréquence des séances :

1 séance tous les 15 jours pour 5 séances ou plus.

MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Nettoyer la zone à traiter avec la WiQomed P Solution.
- 2) Perforer le capuchon du flacon avec une aiguille (18g).
- 3) Insérer la seringue dans l'aiguille et extraire la quantité souhaitée.
- 4) Protéger les muqueuses avec la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.
- 5) Appliquer (avec une seringue sans aiguille) une quantité limitée de produit sur la peau dans la zone à traiter.
- 6) Appliquer en utilisant le pinceau en caoutchouc recouvert d'un gant en nitrile, et répéter l'application 2 à 3 fois.
- 7) Procéder zone par zone jusqu'à ce que toute la surface souhaitée soit traitée.
- 8) Éliminer avec un tampon imbibé d'eau.
- 9) Restaurer le film hydrolipidique avec la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.

En cas d'hyperpigmentation, poursuivre le traitement avec le produit à domicile Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes.

REVITALISATION ET ÉCLAIRCISSEMENT DE L'ARÉOLE MAMMAIRE.

Fréquence des séances :

1 séance tous les 15 jours pour 5 séances ou plus.

MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Nettoyer la zone à traiter avec la WiQomed P Solution.
- 2) Perforer le capuchon du flacon avec une aiguille (18g).
- 3) Insérer la seringue dans l'aiguille et extraire la quantité souhaitée.
- 4) Appliquer sur l'aréole en utilisant le pinceau en caoutchouc recouvert d'un gant en nitrile, et répéter l'application 2 à 3 fois (éviter le mamelon).
- 5) En cas d'irritation ou de brûlure intense, arrêter l'application.
- 6) Appliquer le Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes.

En cas d'hyperpigmentation, poursuivre le traitement avec le produit à domicile Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes.

WiQO[®]med

REVITALISATION ET ÉCLAIRCISSEMENT DE L'AISELLE.

Fréquence des séances :

1 séance tous les 15 jours pour 5 séances ou plus.

MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Nettoyer la zone à traiter avec la WiQomed P Solution.
- 2) Perforer le capuchon du flacon avec une aiguille (18g).
- 3) Insérer la seringue dans l'aiguille et extraire la quantité souhaitée.
- 4) Appliquer en utilisant le pinceau en caoutchouc recouvert d'un gant en nitrile, et répéter l'application 2 à 3 fois.
- 5) En cas d'irritation ou de brûlure intense, arrêter l'application.
- 6) Appliquer le Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes et la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.

En cas d'hyperpigmentation, poursuivre le traitement avec le produit à domicile Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes.

REVITALISATION ET ÉCLAIRCISSEMENT DE LA ZONE PÉRIANALE.

Fréquence des séances :

1 séance tous les 7 jours pour 5 séances ou plus.

MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Nettoyer la zone à traiter avec la WiQomed P Solution.
- 2) Perforer le capuchon du flacon avec une aiguille (18g).
- 3) Insérer la seringue dans l'aiguille et extraire la quantité souhaitée.
- 4) Protéger les muqueuses avec la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.
- 5) Appliquer en utilisant le pinceau en caoutchouc recouvert d'un gant en nitrile, et répéter l'application 2 à 3 fois.
- 6) En cas d'irritation ou de brûlure intense, arrêter l'application.
- 7) Appliquer le Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes et la Crème rénovatrice WiQo pour Zones délicates externes.

En cas d'hyperpigmentation, poursuivre le traitement avec le produit à domicile Sérum éclaircissant WiQo pour Zones délicates externes.

CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES POUR L'APPLICATION DE PRX-T Lady

- Peau irritée
- Peau irritable
- Peau macérée
- Dermate active
- Allergie à l'acide kojique
- Allergie au latex, en cas d'utilisation de gants en latex
- Grossesse et allaitement
- Éruptions cutanées et/ou herpétiques